

Chiodini in Titanio



Sono degli strumenti chirurgici odontoiatrici impiantabili che svolgono la funzione di fissaggio di una membrana (solitamente realizzata in materiale plastico oppure in titanio, che deve essere fissata sull'osso corticale mandibolare).



Data la loro ridotta dimensione, è consigliabile che i **chiodini in titanio** siano stoccati in un apposito contenitore, che consenta attraverso un idoneo dispositivo "inseritore", la facile presa, permettendo l'agevole inserimento del chiodino ed evitando errori tecnici durante l'intervento.